

Advarsel

- Hvis milkymeter blinker rødt er mælken for varm, og skal køles ned inden den serveres.
- Milkymeter må IKKE steriliseres i mikrobølgeovnen. Det ødelægger Milkymeter hvis du placerer den i lang tid i mikrobølgeovnen (som f.eks. ved sterilisering) eller i en tændt, tom mikrobølgeovn.
- Placer ikke milkymeter eller sutteflasken i almindelig ovn eller kombinationsovn med grillen tændt. Dette vil ødelægge produktet.
- Må ikke komme i kontakt med stærke kemikalier / opløsningsmidler.
- Milkymeter bruger mikrobølgeenergi. Den virker derfor KUN i mikrobølgeovnen. Det betyder at du ikke kan bruge milkymeter til at måle temperatur udenfor mikrobølgeovnen.
- Kom IKKE metal eller almindelige termometre ind i mikrobølgeovnen!
- Tjek altid temperaturen med en dråbe på din hånd inden servering.

www.milkymeter.com

Trademarks ejet af Senserna A/S



milkymeter^o

Vejledning



MICROWATER
TECHNOLOGY

Kom godt igang

1. Placer milkymeter i en sutteflaske med den mængde mælk (modermælk eller erstatning) du ønsker at opvarme, dog minimum til min. linien på produktet. Lampen skal være opad.
2. Placer flasken med milkymeter i mikroovnen så den IKKE er centreret på drejetallerkenen. Start opvarmningen. Milkymeter tænder af sig selv, når du starter mikroovnen.
3. HOLD GODT ØJE MED MILKYMETER—OPVARMNING SKER HURTIGT! Du skal typisk kun vente 15-40 sekunder, afhængig af bl.a. effekt og væskemængde.
4. Milkymeter blinker blå for at vise, at opvarmningen er i gang, men mælken for kold. Få sekunder før temperaturen er drikkeklar intensiveres det blå blink. Ved grønt blink er serveringstemperaturen nået.
5. Når du ser et grønt blink skal du hurtigt stoppe mikrobølgeovnen og tage flasken ud. Rør godt i mælken med milkymeter, så varmen fordeles.
6. Efter omrøring, fjern milkymeter fra flasken og sæt sutten på.
7. Kontroller temperaturen med en dråbe mælk på din hånd og server.

Hvad betyder farverne

Blåt blink: Mælken opvarmes men er for kold

Hurtigt blå blink: Serveringstemperatur næsten klar

Grønt blink: Drikkeklar temperatur—klar til servering.
Stop mikroovnen!

Rødt blink: Hvis mælken bliver over 39 grader blinker milkymeter rødt. Mælken er da for varm og skal køles af før servering.

Rengøring og sterilisering

- Rengør milkymeter (almindelig opvask) før du bruger det første gang, og hver gang du har brugt det til opvarmning af mælk.
- Milkymeter kan vaskes op i hånden eller i opvaskeren, øverste hylde.
- Kan steriliseres ved at hælde kogende vand over eller i gryde med kogende vand i 2 minutter. Må IKKE steriliseres i mikrobølgeovn.

Gode råd

Hvis du varmer mindre end 140 ml går det i nogle ovne rigtig hurtigt. For at få en mere skånsom opvarmning og få tid til at standse opvarmningen i tide, så er det en god ide at placere flasken lidt ude i siden af ovnen—IKKE i midten. I modsat side (overfor flasken) skal du stille et glas med ca 1 dl vand. Ovnen opvarmer da mere skånsomt, hvilket er sundere for mælken og giver dig et bedre resultat.